


ACESSÓRIOS DEAs

**CMOS
DRAKE**



DEA ALIVE



LT98303 (ADULTO)
LT97303 (INFANTIL)

ELETRODO DESCARTÁVEL



DISPOSITIVO DE
FEEDBACK DE RCP
REUTILIZÁVEL

LT00185

FEEDBACK DE RCP



Bolsa rígida com alça de
mão para transporte

66751

CASE PARA TRANSPORTE



Bolsa tiracolo para
transporte e
compartimento BLS

66748

BOLSA PARA TRANSPORTE



Carregador de bateria
com sinalização de
carga em leds.

LT63391

CARREGADOR DE BATERIA



Cabina acrílica com
sensor de porta aberta
e alarme sonoro.

67368

CABINA DE EMERGÊNCIA



Bateria Lithium-Ion
recarregável de
engate rápido.

LTSP90

BATERIA RECARREGÁVEL

Ao adquirir seus eletrodos, informe o número de série do equipamento, que se encontra em sua base inferior, ou confirme o modelo (código) e cor do conector do eletrodo (azul/branco, preto ou modelo DEA Alive).



Jamais utilize eletrodos de outros fornecedores devido ao risco de desuniformidade na densidade da corrente elétrica na desfibrilação. Isso pode trazer consequências graves ao paciente, como queimaduras de pele e redução substancial da taxa de sobrevida.

ACESSÓRIOS DEAs

**CMOS
DRAKE**



PRODUZIDOS
ANTES DE 2018

LT86830 (ADULTO)
LT87567 (INFANTIL)

ELETRODO DESCARTÁVEL

CONECTOR AZUL/BRANCO



PRODUZIDOS A
PARTIR DE 2018

LT86830 (ADULTO)
LT87567 (INFANTIL)

ELETRODO DESCARTÁVEL

CONECTOR PRETO



DEA LIFE 4000



Bolsa tiracolo para
transporte e
compartimento BLS

33940

BOLSA PARA TRANSPORTE



Cabina metálica com
sensor de porta aberta
e alarme sonoro.

93562

CABINA METÁLICA



Cabina acrílica com
sensor de porta aberta
e alarme sonoro.

66907

CABINA ACRÍLICA



Carregador de bateria
com sinalização de
carga em leds.

INFORME NÚMERO DE
SÉRIE DO DEA P/
COTAR MODELO
CORRESPONDENTE.

CARREGADOR DE BATERIA



Bateria Lithium-Ion recarregável
de engate rápido.

INFORME NÚMERO DE SÉRIE DO DEA P/
COTAR MODELO CORRESPONDENTE.

BATERIA RECARREGÁVEL



DISPOSITIVO DE FEEDBACK DE RCP
+ ELETRODO DESCARTÁVEL.

LT56673 (SN INICIADO EM 8)
LT95012 (SN INICIADO EM 3)

ELETRODO C/ FEEDBACK DE RCP

CONHEÇA TODA LINHA DE MONITORIZAÇÃO,
DIAGNÓSTICO, EMERGÊNCIA E INTERVENÇÃO

**TECNOLOGIA QUE
SALVA VIDAS**

**CMOS
DRAKE**



TIRE SUAS DÚVIDAS
NO WHATSAPP

(31) 3615-6402

www.cmosdrake.com.br