

# Amós

DEA TRAINER CR

ENVIADO PARA TREINAR

10 CENÁRIOS  
DE SIMULAÇÃO

INTERFACE INTUITIVA  
E AMIGÁVEL

GARANTIA  
DE 5 ANOS

CONTROLE  
REMOTO

BAIXÍSSIMO CUSTO DE  
ELETRODOS E BATERIA

O **DEA TRAINER CR (controle remoto) modelo AMÓS** foi desenvolvido para aplicação em treinamento por profissionais de saúde, para uso em  **cursos acreditados de BLS (Suporte Básico de Vida) e ACLS (Suporte Avançado de Vida)**.

**10 cenários de arritmias diversas** pré-programados são fornecidos para que os usuários possam ser treinados. O equipamento acompanha eletrodos adulto e infantil.

O **DEA TRAINER CR AMÓS** não carrega e não entrega choques. Isso garante a segurança durante o treinamento.

Os protocolos do **DEA TRAINER CR AMÓS** estão em conformidade **com as recomendações das diretrizes da AHA** (American Heart Association).

O **DEA TRAINER CR AMÓS** apresenta ícones intuitivos e instruções de voz nos idiomas português e espanhol.

Em seu **display colorido** são exibidas **animações instrutivas, em tempo real**, a cada comando de voz. Essa tecnologia facilita e orienta o usuário em treinamento.



## ITENS INCLUSOS

- 2 (dois) eletrodos descartáveis (adulto e infantil);
- Cabo do conector das pás adesivas;
- Controle remoto com 2 (duas) pilhas AAA;
- Bolsa de transporte com alça de alta resistência;
- Carregador de baterias;
- Cabo USB;
- Certificado de garantia;
- CD do manual do usuário.

## ITENS OPCIONAIS

- Eletrodos descartáveis adicionais;
- Bateria extra.

*“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.” Gálatas 5:22*

CMOS  
**DRAKE**

**CENTRAL DE VENDAS E LOCAÇÃO**

(31) 4042-7024 . [www.cmosdrake.com.br](http://www.cmosdrake.com.br)  
Av. Regent, 600, sala 205, Alphaville, Nova Lima, MG

**TECNOLOGIA QUE  
SALVA VIDAS**

# Amós

DEA TRAINER CR

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **DISPLAY COLORIDO DE 2,3" COM EXIBIÇÃO DE ANIMAÇÕES DO COMANDO DE VOZ.**
- 10 cenários de arritmias diversas, que podem ser configurados durante o treinamento, diretamente no equipamento ou pelo controle remoto.
- **GABINETE EM ABS DE ALTO IMPACTO, RESISTENTE A QUEDAS DE ATÉ 1 METRO DE ALTURA.**
- Pés de borracha altamente resistentes.
- Bateria com autonomia de aproximadamente 8 horas e tempo de carga de 4 horas.
- Bateria é facilmente trocada pelo próprio usuário.
- Mesmo com a bateria totalmente descarregada, o **DEA TRAINER CR AMÓS** poderá ser utilizado com o carregador conectado à rede elétrica.
- Bip audível que orienta a frequência das compressões torácicas.
- **ALTO GRAU DE PROTEÇÃO.**

COMPACTO, LEVE

E PORTÁTIL



## CONTROLES DISPONÍVEIS DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO



## CONTROLES DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CONTROLE REMOTO

- **Ensinar os usuários** como fixar a pá adesiva no tórax do paciente e como conectar o cabo.
- Selecionar **simulação de boa conexão** com as pás adesivas e escolher cenários relacionados com a prática.
- Selecionar **simulação de conexão com pás adesivas soltas** ou com pouca aderência.
- **Simular um artefato de movimento**, que será exibido no display.
- **Simular diferentes ritmos**, chocáveis e não chocáveis, para completa prática do usuário.
- Simular comandos de voz para "bateria baixa".
- Pausar e iniciar a simulação.
- Selecionar os cenários por números.

APROVEITE E CONHEÇA TAMBÉM NOSSA LINHA DE MANEQUINS DE SIMULAÇÃO!

CMOS  
**DRAKE**

(31) 4042-7024

[www.cmosdrake.com.br](http://www.cmosdrake.com.br)

[vendas@cmosdrake.com.br](mailto:vendas@cmosdrake.com.br)

[licitacoes@cmosdrake.com.br](mailto:licitacoes@cmosdrake.com.br)