

# Moses!

## O LÍDER

TELA 5,6"  
COLORIDA DE ALTA  
RESOLUÇÃO

TECLADO ALFANUMÉRICO  
EMBORRACHADO E RESISTENTE  
QUE PROPICIA MAIOR  
SEGURANÇA E DURABILIDADE

12 DERIVAÇÕES  
SIMULTÂNEAS  
NA TELA

ELETROCARDÍOGRAFO

# Moses!

SUORTE A VÁRIOS TIPOS  
DE ARQUIVOS DE SAÍDA

*“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.”*  
Mateus 11:28

C M O S  
D R A K E



CENTRAL DE VENDAS E LOCAÇÃO

(31) 3547-3969 . [www.cmosdrake.com.br](http://www.cmosdrake.com.br)

TECNOLOGIA QUE  
SALVA VIDAS



ELETROCARDÍOGRAFO

# Moses

ACOMPANHA  
MODO DEMO PARA  
TREINAMENTO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- O Eletrocardiógrafo CMOS Moses possui 3 canais de impressão de alta performance, tela de 5,6" de alta resolução e teclado resistente e emborrachado.
- O cabo de sinal é especialmente construído para redução de interferências.
- Tecnologia de filtragem adaptiva que proporciona uma maior precisão e qualidade do sinal de ECG.
- Possui algoritmo de análise que assegura a precisão nos

diagnósticos automáticos, além de suporte à detecção de marcapasso de duplo polo.

- Conexão USB e SD CARD.
- Bateria de Lithium-íon.
- Tempo de carga de aproximadamente 3,5 horas
- Aproximadamente 8 horas de uso contínuo.
- Peso: 1,5kg.
- Alimentação de 100 a 240 Vac - 50/60Hz. Automático 75VA.



CONECTORES  
TRASEIROS




CARRO MÓVEL  
(OPCIONAL)

ECG DE ALTA  
SENSIBILIDADE  
E RESOLUÇÃO



INTERFACE  
DO SOFTWARE  
AMIGÁVEL



CARDIOCLIPS E  
BULBOS/PÊRA



CABO  
PACIENTE  
10 VIAS



Registro na ANVISA 80058130020.

CMOS  
**DRAKE**

TECNOLOGIA QUE SALVA VIDAS

(31) 3547-3969

[www.cmosdrake.com.br](http://www.cmosdrake.com.br)