

O DEA TRAINER CR (controle remoto) modelo AMÓS foi desenvolvido para aplicação em treinamento por profissionais de saúde, para uso em cursos acreditados de BLS (Suporte Básico de Vida) e ACLS (Suporte Avançado de Vida).

10 cenários de arritmias diversas pré-programados são fornecidos para que os usuários possam ser treinados. O equipamento acompanha eletrodos adulto e infantil.

O DEA TRAINER CR AMÓS não carrega e não entrega choques. Isso garante a segurança durante o treinamento.



"Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança." Gálatas 5:22 Os protocolos do **DEA TRAINER CR AMÓS** estão em conformidade **com as recomendações das diretrizes da AHA** (American Heart Association).

O **DEA TRAINER CR AMÓS** apresenta ícones intuitivos e instruções de voz nos idiomas português e espanhol.

Em seu **display colorido** são exibidas **animações instrutivas, em tempo real**, a cada comando de voz. Essa tecnologia facilita e orienta o usuário em treinamento.

ITENS INCLUSOS

- 2 (dois) eletrodos descartáveis (adulto e infantil);
- Cabo do conector das pás adesivas;
- Controle remoto com 2 (duas) pilhas AAA;
- Bolsa de transporte com alça de alta resistência;

- Carregador de baterias Bivolt;
- · Cabo USB;
- · Certificado de garantia;
- CD do manual do usuário.

ITENS OPCIONAIS

- Eletrodos descartáveis adicionais;
- Bateria extra.



CENTRAL DE VENDAS E LOCAÇÃO
31 4042-7024 . www.cmosdrake.com.br
Av. Regent, 600, sala 205, Alphaville, Nova Lima, MG

TECNOLOGIA QUE SALVA VIDAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DISPLAY COLORIDO DE 2,3" COM EXIBIÇÃO DE ANIMAÇÕES DO COMANDO DE VOZ.
- 10 cenários de arritmias diversas, que podem ser configurados durante o treinamento, diretamente no equipamento ou pelo controle remoto.
- GABINETE EM ABS DE ALTO IMPACTO, RESISTENTE A QUEDAS DE ATÉ 1 METRO DE ALTURA.
- Pés de borracha altamente resistentes.
- Bateria com autonomia de aproximadamente 8 horas e tempo de carga de 4 horas.
- Bateria é facilmente trocada pelo próprio usuário.
- Mesmo com a bateria totalmente descarregada, o DEA TRAINER CR AMÓS poderá ser utilizado com o carregador conectado à rede elétrica.
- Bip audível que orienta a frequência das compressões torácicas.
- ALTO GRAU DE PROTEÇÃO.

COMPACTO, LEVE E PORTÁTIL



CONTROLES DISPONÍVEIS DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO



CONTROLES DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CONTROLE REMOTO

- Ensinar os usuários como fixar a pá adesiva no tórax do paciente e como conectar o cabo.
- Selecionar simulação de boa conexão com as pás adesivas e escolher cenários relacionados com a prática.
- Selecionar simulação de conexão com pás adesivas soltas ou com pouca aderência.
- Simular um artefato de movimento, que será exibido no display.
- Simular diferentes ritmos, chocáveis e não chocáveis, para completa prática do usuário.
- Simular comandos de voz para "bateria baixa".
- Pausar e iniciar a simulação.
- · Selecionar os cenários por números.





314042-7024

www.cmosdrake.com.br vendas@cmosdrake.com.br licitacoes@cmosdrake.com.br