



XYAIR Aut

DISPOSITIVO DE TERAPIA PRESSÓRICA PARA TRATAMENTO DA APNEIA DO SONO

CPAP DE PRESSÃO AUTOMÁTICA COM RELATÓRIOS PRÁTICOS E COMPLETOS



AMPLO ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES DO SONO

SOFTWARE PORTÁTIL E RELATÓRIO NO CARTÃO SD



Você pode consultar seus relatórios e enviar facilmente para o profissional da saúde.

- DETECÇÃO DE AOS, ACS;
- AVALIAÇÃO DO RONCO;
- VOLUME CORRENTE DO PACIENTE,
- FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA,
- RELAÇÃO I:E, E MUITO MAIS....



Software com interface simples e intuitiva para análise dos dados com suporte para **MÚLTIPLOS PACIENTES**. **VISUALIZAÇÃO DOS GRÁFICOS** e dados, edição e controle das informações com exportação e impressão. **RELATÓRIOS COM CURVAS** e informações completas no formato resumido e detalhado.



ALÍVIO EXPIRATÓRIO
Parametrização para mais conforto do paciente.



RAMPA AJUSTÁVEL
Mais facilidade na adaptação do paciente.



AUTO SLEEP
Desligamento automático da tela.



SILENCIOSO
Baixo ruído e alta eficiência do motor.



SEGURANÇA
Alarme configurável de remoção da máscara.



AUTO ON E OFF
Início e interrupção automáticas de acordo com o uso da máscara.

PRESSÃO DE 4 A 20 cmH2O COM AJUSTE AUTOMÁTICO E CONFIGURÁVEL

FILTRO DE AR
FACILMENTE SUBSTITUÍVEL



UMIDIFICADOR INTEGRADO DE FÁCIL ENCAIXE



XYAIR
Aut

CPAP

CONTINUOUS
POSITIVE AIRWAY
PRESSURE



**DISPLAY LCD
COLORIDO**

**LEVE E
PORTÁTIL**
APENAS 1,6 KG



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modo	Automático e fixo
Tela	2.8" Colorida
Rampa	0 a 60 min
AFE	3 níveis
Umificador	5 níveis de umidade
Pressão	4-20 cmH2O
Reserv. de água	Integrado - 220ml
Energia	Fonte bivolt

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Reservatório de água;
- Fonte de alimentação;
- Bolsa para transporte;
- Traqueia;
- Filtro de ar.

REGISTRO ANVISA
80058139002
**OCP INMETRO
TUV NORD**

OPCIONAIS

- Máscara Nasal;
- Máscara Oronasal;

OUTRAS VERSÕES

- Cpap Oxyair Presão fixa,
- Bipap Oxyair,
- Bipap Oxyair com APCV.

*consulte disponibilidade.



PRATICIDADE

Bolsa compacta e resistente à água e poeira. **IDEAL PARA O DIA A DIA E VIAGENS.**



CONHEÇA TAMBÉM
O CPAP OXYGENIS

CPAP
XYGÊNIS



**CMOS
DRAKE**

A INDÚSTRIA
BRASILEIRA
PIONEIRA EM
VENTILAÇÃO
DOMICILIAR.



TIRE SUAS
DÚVIDAS NO
WHATSAPP



(31) 3615-6402

www.cmosdrake.com.br