

PRÉ-LANÇAMENTO

CPAP OXYGÊNIS

CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE



O MAIOR DISPLAY DO MERCADO

5" TOUCHSCREEN COLORIDO



TECLA DE EMERGÊNCIA

SIRENE E CHAMADA PARA
CONTATO DE EMERGÊNCIA.

O PRIMEIRO CPAP DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
TRATAMENTO, MONITORIZAÇÃO
E DIAGNÓSTICO REMOTO

UMIDIFICADOR
INTEGRADO E
PERMANENTE

CONECTIVIDADE E RELATÓRIOS EM NUVEM
APROXIMANDO PACIENTES E PROFISSIONAIS

CONEXÃO E CONTROLE VIA
DISPOSITIVOS MÓVEIS

RELATÓRIOS AUTOMÁTICOS
FULL-TIME EM NUVEM

Redundância de comunicação em
rede móvel, wifi e bluetooth.

CONTROLE PROFISSIONAL DA SAÚDE

Relatórios com curvas e informações
completas para monitorização e diagnóstico
remoto com facilidade para troca de
informações e de profissionais.

CMOS DRAKE CONTROL DESK

Chamados, atendimento ao cliente
(paciente e profissional da saúde) e envio
automático de alertas de manutenção.



PRATICIDADE

Bolsa compacta para
transporte e viagens.



UPGRADE REMOTO

Acesso remoto para
atualização via wifi.



COMODIDADE

Recarrega de outros
aparelhos via USB.



SILENCIOSO

Baixo ruído e possibilidade
de sons instrumentais.

CPAP OXYGÊNIS

VERS. 2.7



**SEGURANÇA E
CONFIABILIDADE**

AVANÇADO SISTEMA DE
ALARMES CONFIGURÁVEIS



CONFORTO E INTERAÇÃO

Mensagens interativas e sons instrumentais
para auxiliar numa melhor noite de sono.
SONS AMBIENTES MEDICINAIS.



PRESSÃO DE 4 A 20 CMH2O

FILTRO EPA
FACILMENTE SUBSTITUÍVEL



SISTEMA NIGHT SHADE

Ajuste automático de brilho
de acordo com a luminosidade
do ambiente.



SISTEMA FLOW RESPONSE

Interrupção automáticos na
remoção voluntária da
máscara.



SISTEMA PRESSURE BOOST

Sistema inteligente que facilita
a adaptação nos primeiros
dias de uso.



SISTEMA OUT-RELIEF

Sistema que reduz a
pressão no momento da
ase expiratória do ciclo.



BREATH STOP DETECTION

Detecção de parada respiratória
com acionamento de alarmes
para o contato de segurança.



SELF HEALTH TEST

Auto teste periódico com
emissão de relatórios
dos resultados.

LEVE E
PORTÁTIL
APROX. 2 KG



OPCIONAIS

SPO2 - MONITORAMENTO
DA SATURAÇÃO DO OXIGÊNIO.



FIO2 - CONEXÃO PARA ENTRADA
DE OXIGÊNIO SUPLEMENTAR



SAIBA MAIS E GARANTA
CONDIÇÕES EXCLUSIVAS
DIRETO NA FÁBRICA



A MELHOR E MAIS COMPLETA SOLUÇÃO EM VENTILAÇÃO DOMICILIAR



**CMOS
DRAKE**

CONHEÇA TODA LINHA DE MONITORIZAÇÃO,
DIAGNÓSTICO, EMERGÊNCIA E INTERVENÇÃO

www.cmosdrake.com.br

(31) 3547-3969

