

ANALISADOR DE DEFIBRILADOR RYTMUS



3,5" TOUCH
SCREEN
COLOR

O MAIS COMPACTO,
CONFIÁVEL E COMPLETO

ANÁLISE DE DEFIBRILADORES
E CARDIOVERSORES DE TODAS
AS MARCAS E MODELOS COM
SIMULAÇÃO DE ECG.



DEFIBRILAÇÃO
MANUAL NOS BORNES
DE DISPARO

E AUTOMÁTICA PELA
CONEXÃO UNIVERSAL

INCLUSO CABO CONECTOR PRETO CMOS DRAKE



SIMULAÇÃO DE
SINAL DE ECG
DE 5 VIAS

ATÉ 12 DERIVAÇÕES
RA, LA, LL, RL E V



O ANALISADOR MAIS COMPACTO
CABE NA PALMA DA SUA MÃO

ONDA BIFÁSICA

E RESULTADOS
TÉCNICOS NA TELA



CMOS
DRAKE



TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA PIONEIRA EM
DEFIBRILADORES NA AMÉRICA LATINA QUE HÁ
35 ANOS SALVA VIDAS NO BRASIL E NO MUNDO



ANALISADOR DE DEFIBRILADOR RYTMUS



VERSTÁTIL PARA
ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS
E ENGENHARIAS CLÍNICAS



FÁCIL TRANSPORTE,
DESIGN PORTÁTIL E
RESISTENTE À IMPACTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aquisição de energia na faixa de 1J à 360J +/- 5% para **Desfibriladores e Cardioversores** com tecnologia bifásica.
- Não suporta a tecnologia monofásica;
- 50 Ohms de impedância de entrada;
- Tela TOUCH SCREEN 3.5" colorida de alta resolução;
- Exibe nível de **bateria na tela de forma gráfica** e com porcentagem;
- **Exibe a forma de onda do disparo** capturado na tela;
- Exibe os **resultados da energia, tensão de pico, corrente de pico e tempo de resposta** na tela;
- Opção de configuração:
 - Forma de onda gerada na tela: 30BPM; 60BPM; 80BPM; 120BPM; 180BPM; 240BPM; 300BPM;
 - Taquicardia Ventricular;
 - Fibrilação Ventricular.
- Opção de configuração da amplitude da forma de onda gerada na tela: 0,5mV; 1mV; 1,5mV; 2mV.
- Bateria recarregável de Lithium-íon 4.2V. 2850mAh com autonomia para 5 horas de uso;
- Tempo de carga: 2 horas com carregador externo.
- Conexão Micro USB para **recarga da bateria, sendo possível recarregar pela porta USB do computador.**

"E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, Sabendo que receberéis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis." Colossenses 3:23-24

CONHEÇA TODA LINHA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA
MONITORIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO, EMERGÊNCIA E INTERVENÇÃO



**CMOS
DRAKE** 

www.cmosdrake.com.br



ACESSE OS
CATÁLOGOS DE
TODOS OS PRODUTOS



TIRE SUAS DÚVIDAS
NO WHATSAPP
(31) 3615-6402

