

BOMBA DE
INFUSÃO
ENTERAL

Yonah
LITE ENT

A BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL MAIS
COMPACTA E VERSÁTIL DO MERCADO



**IP44 GRAU DE
PROTEÇÃO**

**BATERIA
DE 10 HORAS
DE AUTONOMIA**



**ALÇA RETRÁTIL
PARÁ TRANSPORTE**



Alarmes podem
ser silenciados e
ajustados para
adequar o volume
ao ambiente.

INFUSÃO ROTATIVA

Excelente adaptação e precisão
para diferentes viscosidades
e grandes volumes.

**LEVE E
COMPACTA**

**APENAS
1,2 KG**

**PRESILHA DE FÁCIL
ENCAIXE E FIXAÇÃO
PARA EMPILHAMENTO**



**4,3"
TOUCH
SCREEN**

**INTERFACE INTUITIVA E
DISPLAY COM LEITURA
VISÍVEL À DISTÂNCIA**



13 cm



13 cm

9 cm



SEGURANÇA COM BLOQUEIO DE TECLADO
Evita desconfigurações acidentais.

**UTILIZA EQUIPO UNIVERSAL E PERMITE
CADASTRO DE NOVAS MARCAS**

Compatível com todos os tipos universais para bomba
de infusão.

Permite inserir, **CALIBRAR E SALVAR AS MARCAS
COMUMENTE UTILIZADAS** na biblioteca .

**3 MODOS
DE INFUSÃO**

CONTÍNUO, ANTI-BOLUS
E INTERMITENTE.


**AUTOTESTE
AUTOMÁTICO
AO LIGAR**

CMOS
DRAKE

BOMBA DE
INFUSÃO
ENTERAL



- Vários recursos de customização.
- Registros de históricos, biblioteca, anti-bolus e alarmes configuráveis.
- Registros dos atendimentos podem ser armazenados e consultados.
- Acesso rápido para função bolus manual e permite configuração da função bolus automática;
- Interface intuitiva e display com leitura visível à distância.
- Tipo de proteção elétrica: classe I com componente aplicado tipo CF a prova de desfibrilação.



ATENDIMENTO
ADULTO, PEDIÁTRICO
E NEONATAL.

REGISTRO NA ANVISA Nº 80058130028

CONFIRA OS
DETALHES DE
CADA MODELO

*Compactas,
completas e
versáteis.
O máximo em
eficiência e
economia.*



Bomba Yonah
Lite Ent

- Infusão Enteral
- Equipo Universal
- Rotativa



Bomba Yonah
Lite

- Infusão Parenteral
- Equipo Universal
- Linear



Bomba Yonah
Syringe

- Infusão Parenteral
- Seringa Universal
- Seringa



Bomba Yonah

- Infusão Parenteral e Enteral
- Equipo Universal
- Linear



CONHEÇA OS OUTROS
MODELOS DA LINHA DE
INFUSÃO YONAH

E DE MAIS EQUIPAMENTOS
MÉDICOS CMOS DRAKE



"E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis." Colossenses 3:23-24

TECNOLOGIA QUE
SALVA VIDAS

CMOS
DRAKE



TIRE SUAS DÚVIDAS
NO WHATSAPP

(31) 3615-6402

www.cmosdrake.com.br