

BOMBA DE INFUSÃO
DE SERINGA

 **Yonah**
SYRINGE



BLOQUEIO DE TECLADO

para evitar
desconfigurações
acidentais



4,3"
TOUCH
SCREEN

BOMBA DE SERINGA UNIVERSAL

PRECISÃO, EFICIENCIA E ECONOMIA.

6 TAMANHOS DE SERINGA

Possibilidade de calibração de qualquer marca com identificação automático das marcas e tamanhos calibrados.

7 MODOS DE INFUSÃO

BIBLIOTECA DE DROGAS

Mais de 200 drogas pré-definidas em categorias, possibilitando editar e adicionar novas drogas.

BATERIA DE LONGA DURAÇÃO - 12 HORAS

AUTOTESTE AUTOMÁTICO AO LIGAR

FÁCIL ENCAIXE E TRANSPORTE

FIXAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL



BRAÇADEIRA TUBO DE SERINGA ALINHADO E ORGANIZADO



EMPILHAMENTO FÁCIL E PRÁTICO



Ideal para ser usada em qualquer ambiente: ambulatórios, emergências, enfermarias, UTIs, blocos cirúrgicos, salas de observação, clínicas, asilos, entre outros.



BOMBA DE
INFUSÃO DE
SERINGA



Yonah
SYRINGE

BOMBA DE DE SERINGA VOLUMÉTRICA INTELIGENTE



- Controla, de forma altamente precisa, a dose de líquido infundido no corpo do paciente, na quantidade e tempo programados.
- Uso adulto, pediátrico e neonatal.
- Vários modos de programação, de infusão e recursos de customização.
- Funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes.
- Acesso rápido para função bolus manual e permite configuração da função bolus automática;
- Função Anti-bolus, DPS (Sistema Dinâmico de Pressão), e sistema KVO, que impede a obstrução do acesso venoso.
- Registros dos atendimentos podem ser armazenados, consultados e também exportados para o computador.
- Modo de trabalho: Operação contínua.
- Interface intuitiva e display com leitura visível à distância.
- Comunicação via Porta USB, Auto Falante e por Infra Vermelho.
- Conformidade Marca CE.
- Tipo de proteção elétrica: classe I com componente aplicado tipo CF a prova de desfibrilação.

LEVE E COMPACTA
APENAS 2 KG
com alça para transporte



GRAU DE
PROTEÇÃO
IP24



Alarmes podem ser
silenciados e ajustados
para adequar o volume
ao ambiente.



BRAÇADEIRA
TUBO DE SERINGA
ALINHADO E ORGANIZADO

REGISTRO NA ANVISA
Nº 80058130026

CONHEÇA OS OUTROS MODELOS DA LINHA DE INFUSÃO YONAH



BOMBA
DE EQUIPO
ENTERAL E
PARENTERAL



BOMBA
DE EQUIPO
PARENTERAL



CONHEÇA TODA LINHA CMOS DRAKE:
DIAGNÓSTICO, EMERGÊNCIA, INTERVENÇÃO,
MONITORIZAÇÃO E VENTILAÇÃO DOMICILIAR.

CMOS
DRAKE



TECNOLOGIA
QUE SALVA
VIDAS



TIRE SUAS
DÚVIDAS NO
WHATSAPP



(31) 3615-6402
www_cmosdrake.com.br