

BOMBA DE
INFUSÃO

 **Yonah**



EMPILHAMENTO
DE ATÉ 10
BOMBAS




FÁCIL ENCAIXE E TRANSPORTE

FIXAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL



BOMBA DE EQUIPO UNIVERSAL PARA
INFUSÃO **ENTERAL** e **PARENTERAL**

TRAVA DE SEGURANÇA E PORTA
COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO



7 MODOS DE INFUSÃO

BIBLIOTECA DE DROGAS

Mais de 300 drogas pré-definidas em categorias,
possibilitando ainda adicionar novas drogas e dietas.

UTILIZA EQUIPO UNIVERSAL E
PERMITE CADASTRO DE NOVAS MARCAS

Compatível com todos os tipos de equipamentos universais.

Permite inserir, **CALIBRAR** e **SALVAR AS MARCAS
DE EQUIPO COMUMENTE UTILIZADAS** na biblioteca

BATERIA DE LONGA DURAÇÃO - 9 HORAS



4,3"
TOUCH
SCREEN



INTERFACE
INTUITIVA E DISPLAY
COM LEITURA
VISÍVEL À DISTÂNCIA

Ideal para ser usada em qualquer ambiente: ambulatórios, emergências, enfermarias,
UTIs, blocos cirúrgicos, salas de observação, clínicas, asilos, entre outros.



BOMBA DE
INFUSÃO

 **Yonah**

Completa e versátil com eficácia e economia.

12cm



23,3cm

9,9cm

- Transporte controlado e seguro das gotas e fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa.
- Uso adulto, pediátrico e neonatal em modo microgotas e macrogotas.
- Vários modos de programação, de infusão e recursos de customização.
- Funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, antibolus e diversos alarmes.
- Acesso rápido para função bolus manual e permite configuração da função bolus automática;
- Função Anti-bolus, DPS (Sistema Dinâmico de Pressão), e sistema KVO, que impede a obstrução do acesso venoso.
- Registros dos atendimentos podem ser armazenados, consultados e também exportados para o computador.
- Modo de trabalho: Operação contínua.
- Interface intuitiva e display com leitura visível à distância.
- Comunicação via Porta USB, Auto Falante e por Infra Vermelho.
- Tipo de proteção elétrica: classe I tipo CF a prova de desfibrilação.
- Conformidade Marca CE.

LEVE E COMPACTA
APENAS 1.8 KG
com alça para transporte



IP24 GRAU DE
PROTEÇÃO



Alarmes podem ser
silenciados e ajustados
para adequar o volume
ao ambiente.



BLOQUEIO DE TECLADO
Evita desconfigurações acidentais

AUTOTESTE
AUTOMÁTICO AO LIGAR

REGISTRO NA ANVISA Nº 80058130024

CONHEÇA OS OUTROS MODELOS DA LINHA DE INFUSÃO YONAH



BOMBA
DE EQUIPO
PARENTERAL



BOMBA DE
SERINGA



CONHEÇA TODA LINHA CMOS DRAKE:
DIAGNÓSTICO, EMERGÊNCIA, INTERVENÇÃO,
MONITORIZAÇÃO E VENTILAÇÃO DOMICILIAR.

CMOS
DRAKE 

TECNOLOGIA
QUE SALVA
VIDAS



TIRE SUAS
DÚVIDAS NO
WHATSAPP



(31) 3615-6402
www.cmosdrake.com.br